

ENDOMISIO, ANTICORPOS IGM

Material de Coleta

1 mL de soro.

Preparo do paciente

Jejum de 4 horas. Intervalo de mamadas para lactentes.

Descrição do Exame

Doença Celíaca Anticorpos Anti Endomísio IgM. Anti glúten

Método

Imunofluorescência Indireta.

Consevação

Refrigerado entre 2 a 8°C: 7 dias. Congelado -20°C: 30 dias.

Interferentes

Hemólise e/ou lipemia acentuada.

Valor de Referência

Negativo.

Interpretação

O teste, que detecta especificamente anticorpos da classe IgM, é indicado na triagem de indivíduos com deficiência sérica de IgA e com suspeita de doença celíaca, dermatite herpetiforme e outras condições clínicas associadas à intolerância ao glúten.

Setor

Imunologia