

ENDOMISIO IgA, ANTICORPOS

Material de Coleta

1 mL de soro.

Preparo do paciente

Jejum de 4 horas. Intervalo de mamadas para lactentes.

Descrição do Exame

DOENÇA CELÍACA, ANTI ENDOMÍSIO IgA ENDOMÍSIO, ANTICORPOS ANTI

Método

Imunofluorescência Indireta.

Consevação

Refrigerado entre 2 a 8°C: 7 dias. Congelado -20°C: 30 dias.

Interferentes

Hemólise e/ou lipemia acentuada.

Valor de Referência

Negativo.

Interpretação

O teste, que detecta especificamente anticorpos da classe IgA, é indicado na triagem de indivíduos com suspeita de doença celíaca e dermatite herpetiforme. - A reação apresenta sensibilidade de 95% e especificidade próxima de 100%.

Títulos iguais ou superiores a 1:80 sugerem doença em atividade e tendem a cair quando o glúten é retirado da alimentação. Portanto, a monitorização dos títulos de anticorpos antiendomísio tem utilidade para acompanhar a evolução da enfermidade e a aderência do indivíduo à nova dieta sem glúten. Deve-se ter em mente, contudo, que o teste se mostra negativo em portadores de deficiência congênita de IgA, condição que apresenta maior incidência de doença celíaca.

Setor

Imunologia.