

## COOMBS INDIRETO

### Material de Coleta

Soro- 1,0 mL

### Preparo do paciente

Jejum não obrigatório. Informar se a paciente esta grávida, mês de gestação e número de filhos, se houver.

### Descrição do Exame

Aglutininas anti-Rh Anticorpos naturais imunes Coombs indireto quantitativo Pesquisa de anticorpos irregulares séricos

### Método

Pesquisa de anticorpos contra antígenos de grupos sanguíneos, e se positivo, identificação e titulação pelo método de aglutinação em tubos.

### Consevação

Refrigerado 2 a 8°C: 7 dias. Congelado -20°C: 30 dias.

### Interferentes

Hemólise.

### Valor de Referência

Ausência de anticorpos contra antígenos pertencentes aos sistemas de grupos sanguíneos.

### Interpretação

A pesquisa de anticorpos irregulares ou Coombs indireto detectam imunoglobulinas IgG ou frações do complemento ligadas as hemácias, o que pode ocorrer em situações patológicas levando principalmente à hemólise. Este teste faz parte da rotina de exames no pré-natal de gestantes Rh negativo, triagem de anemias hemolíticas e provas pré- transfusionais. Reações falso-positivas podem decorrer da presença de crioaglutininas.

### Setor

Hematologia