

FOSFATASE ÁCIDA TOTAL

Material de Coleta

1,0 mL de soro.

Preparo do paciente

Jejum não obrigatório.

Descrição do Exame

FA Fosfatase ácida.

Método

Bessey- Lowry modificado.

Consevação

Refrigerado entre 2 e 8 °C e devidamente acidificada com Ácido Acético a 20%: 3 dias. Congelada -20°C:30 dias.

Interferentes

Hemólise

Valor de Referência

De 2,2 a 11,0 UI/L.

Interpretação

A fosfatase ácida está presente na próstata, ossos, pulmões, rins, baço, fígado, pâncreas, vesícula seminal, hemácias e leucócitos. Aumentos ocorrem nas leucemias, trombocitoses, infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar, anemias hemolíticas. Doença de gaucher, tumores ósseos, hiperparatireoidismo, mieloma, adenomas e cancer da prostata.

Setor

Bioquímica