

TREPONEMA PALLIDUM, Anticorpos totais

Material de Coleta

1,0 mL de soro.

Preparo do paciente

Jejum de 8h.

Descrição do Exame

FTA ABS, HEMAGLUTINACAO, ELISA LUES, SOROLOGIA REAÇÃO SOROLÓGICA PARA LUES SÍFILIS, SOROLOGIA TREPONEMA PALIDUM TREPONEMA, ANTICORPOS ANTI

Método

Hemaglutinação FTA-ABS ELISA

Consevação

Refrigerado entre 2 e 8°C: 5 dias. Congelado -20°C:30 dias.

Interferentes

Hemólise e/ou lipemia intensa.

Valor de Referência

Não reagente

Interpretação

Teste amplamente utilizado para triagem e diagnóstico clínico da Sífilis.

Setor

Imunologia