

RUBÉOLA, ANTICORPOS IgG

Material de Coleta

1,0 mL de soro

Preparo do paciente

Jejum de 8h.

Descrição do Exame

DETERMINACAO DE ANTICORPOS IGG P/VIRUS DA RUBEOLA IGG PARA RUBEOLA RUBÉOLA, ANTICORPOS IgG

Método

Quimioluminescência.

Consevação

refrigerado entre 2 e 8ºC:7 dias Congelado -20°C: 30 dias.

Interferentes

Hemólise e/ou lipemias intensa.

Valor de Referência

Não reagente.

Interpretação

O teste é útil para avaliar se um indivíduo está imunizado ou não contra o vírus da rubéola em decorrência de vacinação ou de doença naturalmente adquirida. A soroconversão de anticorpos IgG, observada entre duas amostras colhidas com diferença de dias ou meses, é a indicação mais precisa e específica de que, em qualquer momento daquele intervalo entre os dois exames, uma pessoa teve uma infecção aguda.

Setor

Imunologia