

WAALER ROSE

Material de Coleta

1,0 mL de soro.

Preparo do paciente

Jejum de 8h.

Descrição do Exame

Fator reumatoide, Hemoaglutinacao Fator reumatoide, Pesquisa FR

Método

Aglutinação.

Consevação

Refrigerado entre 2 e 8°C: 3 dias.

Interferentes

Hemólise e/ou lipemia intensa.

Valor de Referência

Não reagente.

Interpretação

O teste de Waaler Rose que consiste da aglutinação de hemácias de carneiro foi por anos o método para pesquisa do fator reumatóide (FR). Entretanto, apresenta desvantagens devido à subjetividade de sua leitura e baixa reprodutividade, sendo substituído por métodos mais modernos para detecção do FR, como a nefelometria ou a turbidimetria.

Setor

Imunologia