

VITAMINA K

Material de Coleta

- Mínimo de 2,0 mL de soro congelado. - Enviar a amostra em tubo âmbar. - Analito a ser analisado: Vitamina K1

Preparo do paciente

Jejum não necessário - Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 24 horas. - Informar medicamentos em uso.

Descrição do Exame

Uso: Teste indicado para investigação de deficiência de vitamina K. Sendo uma vitamina lipossolúvel, sua absorção depende da emulsificação das gorduras no trato digestivo. Várias situações podem ser acompanhadas de deficiência de vitamina K, tais como má absorção intestinal de gorduras, bloqueio do fluxo biliar, vigência de antibioticoterapia e período neo-natal.

Método

Cromatografia Líquida acoplada à espectrometria de massas.

Consevação

30 dias congelado

Interferentes

Valor de Referência

130,0 a 1500,0 pg/mL

Interpretação

Setor

Toxicologia