

## ANTI RO /SSA

### Material de Coleta:

1,0 mL de soro.

### Preparo do paciente:

Jejum de 4h.

### Descrição do Exame:

Anti RO SSA-RO Anti-Ro SSA

### Método:

Fluoroenzimaimunoensaio.

### Consevação:

Refrigerado entre 2 e 8°C: 7 dias.

### Interferentes:

Lipemia e/ou hemólise intensa.

### Valor de Referência:

Não reagente

### Interpretação:

Este exame é útil no diagnóstico de doenças reumáticas auto-imunes. Os anticorpos anti-Ro/SS-A são encontrados em 60% dos portadores de síndrome de Sjögren e em 35% dos indivíduos com lúpus eritematoso sistêmico (LES). É possível detectá-los também na esclerose sistêmica, na polimiosite e na cirrose biliar primária, embora mais raramente. A pesquisa de anti-Ro/SS-A e anti-La/SS-B é também utilizada no diagnóstico do lúpus neonatal e como recurso auxiliar na investigação de recém-nascido com bloqueio atrioventricular total.

### Setor:

Imunologia