

## POTÁSSIO

### Material de Coleta

1,0 mL de soro

### Preparo do paciente

Jejum não obrigatório.

### Descrição do Exame

Potássio. Caliemia. Kaliemia.

### Método

Eletrodo íon seletivo

### Consevação

Refrigerado entre 2 e 8 ° C: 5 dias.

### Interferentes

Hemólise. Lipemia acentuada

### Valor de Referência

De 3,5 a 5,4 mEq/L.

### Interpretação

O teste tem utilidade na avaliação do equilíbrio hidroeletrolítico e acidobásico. A monitorização do potássio sérico auxilia o acompanhamento de indivíduos em terapia com diuréticos, de nefropatias, principalmente com insuficiência renal, de cetoacetose diabética e de insuficiência hepática, além de contribuir com o manejo da hidratação parenteral. Da mesma forma, o exame ajuda a avaliar quadros de hiperaldosteronismo primário ou secundário e de hipoaldosteronismo.

### Setor

Bioquímica