

HIV 1/2

Material de Coleta

1,0 mL de soro ou plasma (EDTA).

Preparo do paciente

Jejum de 8h.

Descrição do Exame

AIDS, HIV HIV - ELISA HIV, ANTICORPOS ANTI RETROVIRUS, ANTI, SOROLOGIA PARA HIV SIDA, HIV SOROLOGIA PARA HIV 1 E 2 VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA, HIV

Método

Enzimaimunoensaio.

Consevação

Refrigerado entre 2 e 8°C: 7 dias. Congelado -20°C:30 dias.

Interferentes

Hemólise e/ou lipemia intensa.

Valor de Referência

Não reagente.

Interpretação

O exame tem utilidade no diagnóstico de infecção pelo HIV-1 ou pelo HIV-2, que são retrovírus do grupo dos lentivírus. Convém ponderar que o teste de rastreamento não consegue discriminar o HIV-1 do HIV-2.

Setor

Imunologia