

TESTE DE FALCIZAÇÃO DAS HEMÁCIAS

Material de Coleta

1,0 mL de Sangue total (EDTA)

Preparo do paciente

Jejum não obrigatório.

Descrição do Exame

HEMÁCIAS FALCIFORME FALCIZAÇÃO DAS HEMÁCIAS HbS

Método

Incubação com metabissulfito de sódio a 2%.

Consevação

Refrigerada 2 a 8°C : 24 horas.

Interferentes

Hemólise Material coagulado

Valor de Referência

Negativo

Interpretação

O fenômeno da falcização (teste positivo) ocorre em portadores de HbS, com variação de tempo entre os diferentes tipos: HbSS (1 a 2 horas); HbSC e HbSD (6 a 12 horas); HbS/talassemis beta (12 a 24 horas); HbAS (12 a 24 horas). Entretanto essa relação falc

Setor

Hematologia